



Koala IU<sup>®</sup>PC es compatible con todas las principales marcas de monitores fetales. Esta herramienta está diseñada para ayudar a identificar cuál es el monitor fetal que se utiliza y para asegurar que se soliciten los cables correctos para mantenimiento o evaluación.

Los cables más comunes que se utilizan con Koala son el cable **GE Medical (Corometrics) IPC-5014**, el cable **Philips IPC-5080** y el cable **Philips IPC-5012**.

IPC-5014




Compatible con

GE Corometrics de la serie 250cx



IPC-5080



Compatible con los monitores Philips Avalon



FM50

FM30

Como recordatorio, cuando se ajusta a cero el transductor mientras se utiliza el monitor Philips Avalon, es necesario desconectar el catéter del cable, no el cable del cable adaptador.

IPC-5012



Compatible con

Todos los demás monitores Philips





# HERRAMIENTA PARA CABLES KOALA

IPC-5016

Compatible con  
Spacelabs Medical AMS 94000



IPC-5090

Compatible con **EDAN Instruments**



El catéter de presión intrauterina Koala es el único IUPC que no tiene dispositivos electrónicos en su interior.

El transductor externo proporciona un ajuste a cero verdadero y sencillo en el útero.

## Información sobre pedidos

Descripción del producto	Código del producto	Cantidad de la caja	Cables de monitor	Código del producto	Cantidad de la caja
Catéter de presión intrauterina Koala	IPC-5000E	10 c/u	Philips 8040A (40 VV/mmHg)	IPC-5018	1 cable
			Philips Avalon	IPC-5080	1 cable
			Todos los demás monitores Philips	IPC-5012	1 cable
			Todos los modelos de GE Medical (Corometrics)	IPC-5014	1 cable
			Air-Shields (Litton) Fetascan 1400	IPC-5016	1 cable
			Spacelabs Medical (AMS) Spacelabs 94000	IPC-5050	1 cable
			Neovent Medical Stan S31	IPC-5060	1 cable
			Edan Instruments, Inc.	IPC-5090	1 cable

Consulte las instrucciones de uso para conocer todas las indicaciones, advertencias, precauciones y contraindicaciones.

Distribuidor local:

[clinicalinnovations.com](http://clinicalinnovations.com)

Clinical Innovations Europe Ltd.  
6-9 The Square, Stockley Park  
Heathrow | UB11 1FW | United Kingdom  
Teléfono +44 333 370 4408 | Fax +44 (0) 845 299 1517



**CLINICAL INNOVATIONS EUROPE**  
forMOM. forBABY. forLIFE.™